

# 1 乱用薬物スクリーニング

| 分 類                    | 検 索 対 象 薬 物                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 覚せい剤※1                 | アンフェタミン<br>メタンフェタミン(ヒロポン)                                                              |
| 麻薬※2<br>(アヘンアルカロイド系麻薬) | コデイン<br>モルヒネ<br>6-アセチルモルヒネ                                                             |
| (コカアルカロイド系麻薬)          | コカイン<br>ベンゾイルエクゴニン(コカイン代謝物)                                                            |
| (幻覚剤)                  | フェンシクリジン<br>メチレンジオキシアンフェタミン(MDA)<br>メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)<br>メチレンジオキシエチルアンフェタミン(MDEA) |
| 大麻・マリファナ               | THCカルボン酸体※3                                                                            |

被験者本人の検体であることの確認のため、以下の点にご注意の上、出検願います。

- ① トイレの洗浄水等で希釈されていないこと。
- ② 温度が32～38℃(採取後4分以内)であること。
- ③ 混入物・浮遊物を認めないこと。

※1 「覚せい剤取締法」により規制を受けている薬物

※2 「麻薬及び向精神薬取締法」により規制を受けている薬物

※3 11-ノル- $\Delta^9$ -テトラヒドロカンナビノール-9-カルボン酸体