

令和5年8月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定試薬および測定機器の変更に伴い内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。 敬白

***** 記 *****

■内容変更項目

新		旧	
項目コードNo.	検査項目名	項目コードNo.	検査項目名
50062	結核菌群核酸同定/直接 (TB 核酸同定/直接)	50060	結核菌群核酸同定 (TB-リアルタイム PCR・直接)
50063	結核菌群核酸同定/間接 (TB 核酸同定/間接)	50061	結核菌群核酸同定 (TB-リアルタイム PCR・間接)
50072	マイコバクテリウムアビウム・ イントラセルラー核酸同定/直接 (MAC 核酸同定/直接)	50070	マイコバクテリウムアビウム・ イントラセルラー核酸同定 (MAC-リアルタイム PCR・直接)
50073	マイコバクテリウムアビウム・ イントラセルラー核酸同定/間接 (MAC 核酸同定/間接)	50071	マイコバクテリウムアビウム・ イントラセルラー核酸同定 (MAC-リアルタイム PCR・間接)

■変更内容

	新	旧
検査方法	QProbe 法	リアルタイム PCR 法
基準範囲	検出せず	(-)

■新旧二法の判定一致率

裏面参照

■変更期日

令和5年8月28日(月) 受付分より

裏面につづく

23-0816

■新旧二法の判定一致率

●結核菌群

		旧法		計
		(+)	(-)	
新法	(+)	7	0	7
	検出せず	0	23	23
計		7	23	30

一致率 100%

●マイコバクテリウム アビウム

		旧法		計
		(+)	(-)	
新法	(+)	7	0	7
	検出せず	1	22	23
計		8	22	30

一致率 96.7%

●マイコバクテリウム イントラセルラー

		旧法		計
		(+)	(-)	
新法	(+)	9	1	10
	検出せず	2	18	20
計		11	19	30

一致率 90.0%

(社内検討データ)
以上