

株式会社福山臨床検査センター 臨床検査部 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
基幹項目								
1.尿・糞便等検査								
	D 0 0 0 尿中	一般物質定性半定量検査						
		比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン、ビリルビン、ケトン体、潜血反応	尿	屈折計法 試験紙法	SO-B00500			
	D 0 0 1 尿中	特殊物質定性定量検査						
		1 尿蛋白	尿	ピロガロールレッド法	SO-A00520			
		2 尿グルコース	尿	ヘキシキナーゼ・G-6-PDH法	SO-A35300			
	D 0 0 2 尿沈渣（鏡検法）							
		尿沈渣（鏡検法）	尿	鏡検法	SO-B00506			
	D 0 0 3 糞便検査							
		7 糞便中ヘモグロビン	便	LA法	SO-A52186			
2 血液学的検査								
	D 0 0 5 血液形態・機能検査							
		2 網赤血球数	血液	フローサイトメトリー法	SO-B06125	機器変更	2026/7/21	
		3 末梢血液像（自動機械法）	血液	フローサイトメトリー及び鏡検法	SO-B06320	機器変更	2026/7/21	
		4 好酸球数	血液	算定法	SO-B06330	機器変更	2026/7/21	
		5 末梢血液一般検査	血液	自動血球分析装置使用	SO-B06105 SO-B06100 SO-B06110 SO-B06115 SO-B06120	機器変更	2026/7/21	
		6 末梢血液像（鏡検法）	血液	鏡検法	SO-B06310 SO-B06325			
		9 ヘモグロビンA1c（HbA1c）	血液 血液	酵素法 HPLC法	SO-A06010 SO-A06005			
	D 0 0 6 出血・凝固検査							
		2 プロトロンビン時間（PT）	血漿	散乱光検出法	SO-B06415			
		4 フィブリノゲン定量	血漿	散乱光検出法	SO-B06425			
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）	血漿	散乱光検出法	SO-B06430			
		11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定量	血漿	LA法	SO-B06440			
		17 Dダイマー	血漿	LA法	SO-B07220			
3 生化学的検査Ⅰ								
	D 0 0 7 血液化学検査							
		1 総ビリルビン	血清	バナジン酸酸化法	SO-A01415			
		1 直接ビリルビン	血清	バナジン酸酸化法	SO-A01420			
		1 総蛋白	血清	Biuret法	SO-A01001			
		1 アルブミン（BCP）	血清	改良型BCP法	SO-A01005			
		1 尿素窒素	血清	ウレアーゼ・GLDH・UV法	SO-A01440			
		1 尿素窒素	尿	ウレアーゼ・GLDH・UV法	SO-A05090			
		1 クレアチニン	血清	酵素法	SO-A01450			
		1 クレアチニン	尿	酵素法	SO-A05110			
		1 尿酸	血清	酵素法	SO-A01435			

株式会社福山臨床検査センター 臨床検査部 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 尿酸	尿	酵素法	SO-A05070			
		1 アルカリホスファターゼ（ALP）	血清	IFCC標準化対応法	SO-A01312			
		1 コリンエステラーゼ（ChE）	血清	JSCC標準化対応法	SO-A01325			
		1 γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）	血清	JSCC標準化対応法	SO-A01330			
		1 中性脂肪	血清	GPO比色法	SO-A01035			
		1 ナトリウム及びクロール	血清	電極法	SO-A01465 SO-A01475			
		1 ナトリウム及びクロール	尿	電極法	SO-A05180 SO-A05220			
		1 カリウム	血清	電極法	SO-A01470			
		1 カリウム	尿	電極法	SO-A05200			
		1 カルシウム	血清	アルセナゾⅢ法	SO-A01480			
		1 カルシウム	尿	アルセナゾⅢ法	SO-A05240			
		1 マグネシウム	血清	酵素法	SO-A01490			
		1 マグネシウム	尿	酵素法	SO-A05160			
		1 グルコース	血漿、血清	ヘキシキナーゼ・G-6-PDH法	SO-A35000			
		1 乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）	血清	IFCC標準化対応法	SO-A01317			
		1 アミラーゼ	血清	JSCC標準化対応法	SO-A01370			
		1 ロイシニアミノペプチダーゼ（LAP）	血清	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基 質法	SO-A01320			
		1 クレアチンキナーゼ（CK）	血清	JSCC標準化対応法	SO-A01335			
		1 鉄（Fe）	血清	Nitroso-PSAP法	SO-A01495			
		1 不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）	血清	Nitroso-PSAP法	SO-A01505			
		1 総鉄結合能（TIBC）（比色法）	血清	Nitroso-PSAP法	SO-A01500			
		3 HDL-コレステロール	血清	酵素法(直接法)	SO-A01045			
		3 無機リン及びリン酸	血清	リンモリブデン酸法	SO-A01485			
		3 無機リン及びリン酸	尿	リンモリブデン酸法	SO-A05140			
		3 総コレステロール	血清	酵素法	SO-A01020			
		3 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）	血清	JSCC標準化対応法	SO-A01300			
		3 アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）	血清	JSCC標準化対応法	SO-A01305			
		4 LDL-コレステロール	血清	酵素法(直接法)	SO-A01055			
		4 蛋白分画	血清	キャピラリー電気泳動法	SO-A04500 SO-A04502			
		1 6 アンモニア	その他	藤井・奥田法 変法	SO-D01460			
		1 7 グリコアルブミン	血清	酵素法	SO-A02140			
5 免疫学的検査								
	D011	免疫血液学的検査						
		1 ABO血液型	血液	カラム凝集法	SO-D08000			
		1 Rh（D）血液型	血液	カラム凝集法	SO-D08005			
		2 Coombs試験（Ⅰ直接）	血液	カラム凝集法	SO-D08010			
		2 Coombs試験（Ⅱ間接）	血清	カラム凝集法	SO-D08015			
	D012	感染症免疫学的検査						
		1 梅毒血清反応（STS）定性	血清	LA法	SO-D21165			
		1 抗ストレプトリジンO（ASO）定量	血清	LA法	SO-A01635			

株式会社福山臨床検査センター 臨床検査部 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		4 梅毒トレポネーマ抗体定性	血清	LA法	SO-D21155			
		1 3 H T L V - 1 抗体定性	血清	CLIA法	SO-D17010			
		1 6 H I V - 1 , 2 抗原・抗体同時測定定性	血清	CLIA法	SO-D17000			
	D 0 1 3	肝炎ウイルス関連検査						
		3 H B s 抗体	血清	PHA法	SO-D22020			
		5 H C V 抗体定性・定量	血清	CLEIA法 LPIA法及びCLEIA法	SO-D22175 SO-A22173			
	D 0 1 4	自己抗体検査						
		2 リウマトイド因子（R F）定量	血清	LA法	SO-A01620			
	D 0 1 5	血漿蛋白免疫学的検査						
		1 C 反応性蛋白（C R P）	血清	LA法	SO-A01600			
		4 免疫グロブリン	血清	TIA法	SO-A23240 SO-A23245 SO-A23250			
		8 C 3	血清	TIA法	SO-A23265			
		8 C 4	血清	TIA法	SO-A23270			
6 微生物学的検査								
	D 0 1 7	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査						
		1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	尿、喀痰、その他	蛍光法	SO-E50000			
		3 その他のもの	尿、その他	鏡検法(グラム染色・白癬菌塗抹・墨汁染色) Ziehl-Neelsen法	SO-E51101 SO-E50000	機器変更	2026/5/7	
	D 0 1 8	細菌培養同定検査						
		細菌培養同定検査（1 口腔、気道又は呼吸器からの検体、2 消化管からの検体、3 血液又は穿刺液、4 泌尿器又は生殖器からの検体、5 その他の部位からの検体）	尿、その他	培養同定 MALDI-TOF MS法	SO-E53501	機器変更	2026/5/7	
		6 簡易培養	尿、その他	培養同定	SO-E53501	機器変更	2026/5/7	
		嫌気性培養	尿、その他	培養同定 MALDI-TOF MS法	SO-E53800	機器変更	2026/5/7	
	D 0 1 9	細菌薬剤感受性検査						
		細菌薬剤感受性検査	その他	ディスク拡散法 微量液体希釈法	SO-E56001			
		4 薬剤耐性菌検出	その他	ディスク拡散法 微量液体希釈法	SO-E56001			
	D 0 2 0	抗酸菌分離培養検査						
		1 抗酸菌分離培養（液体培地法）	喀痰、その他	酸化還元呈色色素法	SO-E50010	機器変更	2026/5/7	
		2 抗酸菌分離培養（それ以外のもの）	喀痰、その他	変法小川法	SO-E50010	機器変更	2026/5/7	
非基幹項目								
11 尿・糞便等検査								
	D 0 0 1	尿中特殊物質定性定量検査						
		3 尿浸透圧	尿	氷点降下法	SO-A05305			
		5 N - アセチルグルコサミニダーゼ（N A G）（尿）	尿	MPT-NAG法	SO-A05330			

株式会社福山臨床検査センター 臨床検査部 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		8 アルブミン定量（尿）	尿	TIA法	SO-A05360			
		Bence Jones蛋白定性(尿)	尿	Putnum法	SO-D23355			
		19 L型脂肪酸結合蛋白（L-FABP）（尿）	尿	LA法	SO-A58330			
	D003 糞便検査							
		1 虫卵検出（集卵法）（糞便）	便	集卵法	SO-E52001			
		2 糞便塗抹顕微鏡検査（虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。）	便	直接塗抹法	SO-E52001			
		3 虫体検出（糞便）	便	鏡検法	SO-E52001			
		4 糞便中脂質	便	鏡検法(スダンⅢ染色)	SO-E52061			
		6 虫卵培養（糞便）	便	ろ紙培養法	SO-E52001			
	D004 穿刺液・採取液検査							
		4 髄液一般検査	髄液	屈折計法 Nonne-Apelt混合法 Pandy法 里見変法 鏡検法	SO-B00550 SO-B00555 SO-A00560			
		5 精液一般検査	精液	試験紙法 鏡検法	SO-B00780			
12 血液学的検査								
	D005 血液形態・機能検査							
		3 血液浸透圧	血清	氷点降下法	SO-A05305			
		3 好酸球（鼻汁・喀痰）	その他	鏡検法	SO-B06335 SO-B06345			
		11 ヘモグロビンF（HbF）	血液	HPLC法	SO-A06005			
		14 骨髓像	その他	鏡検法	SO-B06910			
		末梢血液像（特殊染色）	血液	McJunKin変法 ベルリン青法 朝長法 α-NB法	SO-B06920 SO-B06925 SO-B06915 SO-B06930			
		骨髓像（特殊染色）	その他	McJunKin変法 ベルリン青法	SO-B06920 SO-B06925			
	D006 出血・凝固検査							
		10 アンチトロンビン活性	血漿	合成基質法	SO-B06485			
13 生化学的検査Ⅰ								
	D007 血液化学検査							
		1 アルドラーゼ	血清	UV法	SO-A01355			
		1 遊離コレステロール	血清	酵素法	SO-A01025			
		2 リン脂質	血清	酵素法	SO-A01080			
		5 銅（Cu）	血清	比色法	SO-C01520			
		6 リパーゼ	血清	DGGM(合成基質)レート法	SO-A01400			
		8 マンガン（Mn）	血清、血液	原子吸光法	SO-C03095			
		13 胆汁酸	血清	酵素比色法	SO-A02600			
		14 ALPアイソザイム	血清	アガロース電気泳動法	SO-D04545			
		14 アミラーゼアイソザイム	血清	アガロース電気泳動法	SO-D04550			
		14 LDアイソザイム	血清	アガロース電気泳動法	SO-D04540			

株式会社福山臨床検査センター 臨床検査部 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 7 C Kアイソザイム	血清	アガロース電気泳動法	SO-D04560			
		1 9 ケトン体分画	血清	酵素法	SO-A04650			
		1 9 遊離脂肪酸	血清	ACS比色法	SO-A01090			
		2 1 1, 5 -アンヒドロ-D-グルシトール（1, 5 A G）	血清	酵素法	SO-A02100			
		2 2 C K-M B（蛋白量測定）	血清	CLIA法	SO-A01340			
		2 3 総カルニチン	血清	酵素サイクリング法	SO-A04100			
		2 3 遊離カルニチン	血清	酵素サイクリング法	SO-A04100			
		2 5 フェリチン定量	血清	CLIA法	SO-A03665			
		2 6 リボ蛋白（a）	血清	LA法	SO-A02530			
		2 8 K L - 6	血清	LA法	SO-C33085			
		2 9 アルミニウム（A l）	血清	原子吸光法	SO-C03010			
		3 0 シスタチンC	血清	ラテックス免疫比濁法	SO-D03725			
		3 1 25-ヒドロキシビタミンD	血清	ECLIA法	SO-A04007			
		3 5 肺サーファクタント蛋白-D（S P - D）	血清	LA法	SO-A02000			
		3 7 亜鉛（Z n）	血清	原子吸光法	SO-C03000			
		3 8 ビタミンB12	血清	CLIA法	SO-A04060			
		4 1 葉酸	血清	CLIA法	SO-A04095			
		4 3 ヒアルロン酸	血清	ラテックス凝集免疫比濁法	SO-D02160			
		4 3 レムナント様リボ蛋白コレステロール（R L P - C）	血清	酵素法	SO-A02525			
		4 7 トリプシン	血清	LA法	SO-D01955			
		4 8 M a c - 2 結合蛋白糖鎖修飾異性体	血清	CLEIA法	SO-D03633			
		4 8 ELFスコア	血清	CLIA法	SO-A03636			
		5 3 ビタミンB1	血液	LC/MS/MS法	SO-C04040			
		5 7 ロイシンリッチα2グリコプロテイン	血清	CLEIA法	SO-D23197			
		5 8 プロカルシトニン（P C T）定量	血清	CLIA法	SO-C03531			
14 生化学的検査 II								
	D 0 0 8 内分泌学的検査							
		6 プロラクチン（P R L）	血清	ECLIA法	SO-A37100			
		7 トリヨードサイロニン（T 3）	血清	CLIA法	SO-A31535			
		9 甲状腺刺激ホルモン（T S H）	血清	CLIA法	SO-A31200			
		1 0 インスリン（I R I）	血清	CLIA法	SO-A35700			
		1 2 サイロキシン（T 4）	血清	CLIA法	SO-A31545			
		1 3 成長ホルモン（G H）	血清	ECLIA法	SO-A36200			
		1 3 卵胞刺激ホルモン（F S H）	血清	ECLIA法	SO-A36800			
		1 3 C - ペプチド（C P R）	血清、尿	CLIA法	SO-A35850			
		1 3 黄体形成ホルモン（L H）	血清	ECLIA法	SO-A36500			
		1 4 テストステロン	血清	ECLIA法	SO-A32312			
		1 5 遊離サイロキシン（F T 4）	血清	CLIA法	SO-A31565			
		1 5 遊離トリヨードサイロニン（F T 3）	血清	CLIA法	SO-A31555			
		1 5 コルチゾール	血清	CLIA法	SO-A37770			
		1 8 サイログロブリン	血清	ECLIA法	SO-C31620			
		2 0 脳性N a利尿ペプチド（B N P）	血清	CLIA法	SO-A32567			
		2 1 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体（抗G A D抗体）	血清	EIA法	SO-D32550			
		2 1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定量	血清、尿	ECLIA法	SO-C32501			

株式会社福山臨床検査センター 臨床検査部 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		2 2 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント（NT-proBNP）	血清	CLIA法	SO-C32568			
		2 4 プロゲステロン	血清	ECLIA法	SO-A32306			
		2 7 酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（TRACP-5b）	血清	EIA法	SO-D05550			
		3 0 骨型アルカリホスファターゼ（BAP）	血清	CLEIA法	SO-D04726			
		3 2 I型プロコラーゲン-N-プロペプチド（PINP）	血清	ECLIA法	SO-C05562			
		3 3 副甲状腺ホルモン（PTH）	血漿	ECLIA法	SO-C31815			
		3 3 カテコールアミン分画	血漿	HPLC法	SO-C32010			
		3 3 カテコールアミン分画	尿	HPLC法	SO-C32020			
		3 6 エストラジオール（E2）	血清	ECLIA法	SO-A38181			
		3 8 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）	血漿	ECLIA法	SO-C36950			
		4 1 エリスロポエチン	血清	CLEIA法	SO-D32555			
		4 2 ソマトメジンC	血清	ECLIA法	SO-A31001			
		4 6 心房性Na利尿ペプチド（ANP）	血漿	CLEIA法	SO-A32560			
	D009 腫瘍マーカー							
		1 尿中BTA	尿	LA法	SO-B33075			
		2 癌胎児性抗原（CEA）	血清	CLIA法	SO-A32900			
		3 α-フェトプロテイン（AFP）	血清	CLIA法	SO-A32915			
		4 扁平上皮癌関連抗原（SCC抗原）	血清	CLIA法	SO-A32940			
		6 NCC-ST-439	血清	CLEIA法	SO-D32995			
		6 CA15-3	血清	CLIA法	SO-A32950			
		8 エラスターゼ1	血清	ラテックス凝集免疫比濁法	SO-D32945			
		9 前立腺特異抗原（PSA）	血清	CLIA法	SO-A32980			
		9 CA19-9	血清	CLIA法	SO-A32935			
		10 PIVKA-II 定量	血清	CLEIA法	SO-C33080			
		11 CA125	血清	CLIA法	SO-A32960			
		12 神経特異エノラーゼ（NSE）	血清	ECLIA法	SO-A32965			
		17 サイトケラチン19フラグメント（シフラ）	血清	CLIA法	SO-C33060			
		21 ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	血漿	CLEIA法	SO-A33052			
		28 癌胎児性抗原（CEA）半定量（乳頭分泌液）	分泌液	イムノクロマトグラフィ法	SO-D33325			
		29 HER2 蛋白	血清	CLIA法	SO-A33105			
		30 可溶性インターロイキン-2レセプター（sIL-2R）	血清	CLEIA法	SO-D03700			
15 免疫学的検査								
	D011 免疫血液学的検査							
		3 Rh（その他の因子）血液型	血液	試験管法	SO-D08040			
		4 不規則抗体	血清、血液	カラム凝集法	SO-D08020			
	D012 感染症免疫学的検査							
		4 マイコプラズマ抗体半定量	血清	PA法	SO-D10400			
		5 梅毒血清反応（STS）定量	血清	LA法	SO-D21165			
		6 梅毒トレポネーマ抗体定量	血清	LA法	SO-D21155			
		7 アデノウイルス抗原定性（糞便）	便	イムノクロマト法	SO-B11700			
		8 ロタウイルス抗原定性（糞便）	便	イムノクロマト法	SO-B18605			
		9 ヘルコバクター・ピロリ抗体定性・半定量	血清	LA法	SO-D18716			
		11 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（風疹ウィルス）	血清	HI法	SO-D10000			

株式会社福山臨床検査センター 臨床検査部 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 2 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性	便	イムノクロマト法	SO-B05490			
		1 4 トキソプラズマ抗体	血清	CLEIA法	SO-D10606			
		1 5 トキソプラズマ I g M抗体	血清	CLEIA法	SO-D10611			
		2 4 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性	便	ELISA法	SO-D18705			
		3 6 大腸菌血清型別	その他	凝集法	SO-E53501			
		3 7 単純ヘルペスウイルス抗原定性	その他	FA法	SO-D13995			
		3 8 アデノウイルス抗原定性（糞便を除く。）	その他	免疫クロマト法	SO-B11701			
		4 0 グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体	血清	EIA法	SO-D16100 SO-D16105			
		4 1 (1→3)-β-D-グルカン	血液	発色合成基質法	SO-D21136			
		4 2 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（風疹ウイルス）	血清	EIA法	SO-D10030 SO-D10035			
		4 2 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（サイトメガロウイルス）	血清	CLIA法	SO-A14805 SO-A14810			
		4 2 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（麻疹ウイルス）	血清	EIA法	SO-D10210 SO-D10215			
		4 2 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（ムンプスウイルス）	血清	EIA法	SO-D11415 SO-D11420			
		4 2 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（水痘・帯状疱疹ウイルス）	血清	EIA法	SO-D14355 SO-D14360			
		5 0 エンドトキシン	血液	比濁時間分析法	SO-D03510			
		5 1 百日咳菌抗体	血清	EIA法	SO-D16005			
		5 3 結核菌群抗原定性	その他	免疫クロマトグラフ法	SO-E50025			
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査							
		1 H B s 抗原定性・半定量	血清	CLEIA法	SO-A22405			
		2 H B s 抗体半定量	血清	CLEIA法	SO-A22410			
		4 H B e 抗原	血清	CLEIA法	SO-A22415			
		4 H B e 抗体	血清	CLEIA法	SO-A22420			
		6 H B c 抗体半定量・定量	血清	CLEIA法	SO-A22080			
	D 0 1 4 自己抗体検査							
		5 抗核抗体（蛍光抗体法）半定量	血清	FA法	SO-D23005			
		8 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3（MMP-3）	血清	ラテックス免疫比濁法	SO-D23580			
		9 抗サイログロブリン抗体	血清	ECLIA法	SO-C31625			
		1 0 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	血清	ECLIA法	SO-C31630			
		1 1 抗RNP抗体定量	血清	CLEIA法	SO-D23091			
		1 2 抗Sm抗体定量	血清	CLEIA法	SO-D23101			
		1 5 抗SS-B/La抗体定量	血清	CLEIA法	SO-D23121			
		1 6 抗SS-A/Ro抗体定量	血清	CLEIA法	SO-D23116			
		2 0 抗ミトコンドリア抗体半定量	血清	FA法	SO-D23070			
		2 1 抗ミトコンドリア抗体定量	血清	CLEIA法	SO-D23216			
		2 4 抗シトルリン化ペプチド抗体定量	血清	CLEIA法	SO-D23473			
		2 6 抗TSHレセプター抗体（TRA b）	血清	ECLIA法	SO-C31607			
		3 0 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（MPO-ANCA）	血清	CLEIA法	SO-D23195			

株式会社福山臨床検査センター 臨床検査部 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		3 1 抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体（PR3-ANCA）	血清	CLEIA法	SO-D23190			
		3 3 抗BP180-NC16a抗体	血清	CLEIA法	SO-D21211			
		3 9 IgG4	血清	LA法	SO-A23595			
	D015	血漿蛋白免疫学的検査						
		4 血清補体価（CH50）	血清	Mayer法相対比濁法	SO-D23230			
		7 トランスフェリン（Tf）	血清	TIA法	SO-A23285			
		10 非特異的IgE定量	血清	FEIA法	SO-A23260	機器変更	2026/6/7	
		11 β 2-ミクログロブリン	血清・尿	ラテックス凝集免疫比濁法	SO-A23290			
		12 トランスサイレチン（プレアルブミン）	血清	TIA法	SO-A23450			
		13 特異的IgE半定量・定量	血清	FEIA法	SO-A25001 SO-A28542	機器変更	2026/6/7	
		17 免疫電気泳動法（抗ヒト全血清）	血清	寒天ゲル免疫電気泳動法	SO-D23310			
		19 TARC	血清	CLEIA法	SO-D28010 SO-D28015 SO-D28014			
		21 アトピー鑑別試験定性	血清	FEIA法	SO-A28000	機器変更	2026/6/7	
		22 Bence Jones 蛋白同定（尿）	尿	寒天ゲル免疫電気泳動法	SO-D23360			
		24 免疫電気泳動法（特異抗血清）	血清	寒天ゲル免疫電気泳動法	SO-D23350			
		29 免疫グロブリン遊離L鎖 κ/λ 比	血清	LA法	SO-A23361			
		30 結核菌特異的インターフェロン- γ 産生能	血液	ELISA法 ELISPOT法	SO-D50107 SO-D50110			
16		微生物学的検査						
	D019-2	酵母様真菌薬剤感受性検査						
		酵母様真菌薬剤感受性検査	その他	微量液体希釈法	SO-E57400			
	D021	抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）						
		抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）	その他	MALDI-TOF MS法	SO-E50010	機器変更	2026/5/7	
	D022	抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）						
		抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）	その他	液体培地希釈法 一濃度比率法	SO-E55000			
	D023-2	その他の微生物学的検査						
		2 尿素呼吸試験（UBT）	その他	赤外分光分析法	SO-E58400			
		3 大腸菌ペロトキシン定性	その他	逆受身ラテックス凝集反応法	SO-E53110			
17		遺伝子関連検査・染色体検査						
	b	病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)						
		2 クラミジア・トラコマチス核酸検出	尿、分泌液	リアルタイムPCR法	SO-C16226	機器変更	2026/5/8	
		3 淋菌核酸検出	尿、分泌液	リアルタイムPCR法	SO-C16226	機器変更	2026/5/8	
		4 HBV核酸定量	血清、血漿	リアルタイムPCR法	SO-C22117	機器変更	2026/5/8	
		5 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出	尿、分泌液	TMA法	SO-C18437			
		6 マイコプラズマ核酸検出	その他	QProbe法	SO-C10411			
		11 HPV核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）	その他	リアルタイムPCR法	SO-C20050	機器変更	2026/5/8	
		12 百日咳菌核酸検出	その他	QProbe法	SO-C16009			
		13 結核菌群核酸検出	喀痰、その他	QProbe法	SO-C50062			
		14 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー（MAC）核酸検出	喀痰	QProbe法	SO-C50062			

株式会社福山臨床検査センター 臨床検査部 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 5 H C V 核酸定量	血清、血漿	リアルタイムRT-PCR法	SO-C22188	機器変更	2026/5/8	
		1 6 S A R S コロナウイルス核酸検出	その他	RT-PCR法	SO-C16020			
	c 染色体検査(NGS以外)							
		D 0 0 6 - 5 染色体検査（全ての費用を含む。）	血液	微量全血培養法	SO-B45000			
18 その他検査								
	B001 2 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）							
		ジギタリス製剤	血清	EIA法	SO-A34500			
		抗てんかん剤（フェニトイン）	血清	EIA法	SO-A34305			
		抗てんかん剤（フェノバルビタール）	血清	EIA法	SO-A34300			
		抗てんかん剤（ゾニサミド）	血清	LA法	SO-A34355			
		抗てんかん剤（クロナゼパム）	血清	LC-MS/MS法	SO-C34335			
		抗てんかん剤（レベチラセタム）	血清	LC-MS/MS法	SO-C34369			
		抗てんかん剤（ラモトリギン）	血清	LC-MS/MS法	SO-C34364			
		抗てんかん剤（ラコサミド）	血清	LC-MS/MS法	SO-C34354			
		テオフィリン製剤	血清	EIA法	SO-A34510			
		不整脈用剤（ジソピラミド）	血清	EIA法	SO-D34465			
		不整脈用剤（アブリンジン）	血清	LC-MS/MS法	SO-C34450			
		不整脈用剤（ビルジカイニド塩酸塩）	血漿	LC-MS/MS法	SO-C34470			
		不整脈用剤（メキシレチン）	血清	LC-MS/MS法	SO-C34455			
		不整脈用剤（シベンゾリンコハク酸）	血漿	LC-MS/MS法	SO-C34600			
		不整脈用剤（アミオダロン）	血液	LC-MS/MS法	SO-C34366			
		不整脈用剤（ペブリジル）	血漿	LC-MS/MS法	SO-C34437			
		ハロペリドール製剤	血清	金コロイド凝集法	SO-D34415			
		リチウム製剤	血清	原子吸光法	SO-C34405			
		バルプロ酸ナトリウム	血清	EIA法	SO-A34320			
		カルバマゼピン	血清	EIA法	SO-A34310			
		シクロスポリン	血液	ECLIA法	SO-D34520			
		タクロリムス水和物	血液	ECLIA法	SO-D34525			
		グリコペプチド系抗生物質（バンコマイシン）	血清	EIA法	SO-A34385			
		治療抵抗性統合失調症治療薬（クロザピン）	血清	LC-MS/MS法	SO-C34409			